

Technologie pratique de distribution automatisée


CAPSAHEALTHCARE

Armoire principale NexsysADC^{MC}

Brevet déposé

 **NexsysADCTM**
by Capsa Healthcare



*Véritable lieu de rencontre de l'administration automatisée de doses STAT et de doses d'urgence et d'une conception novatrice et pragmatique, le **NexsysADC** offre une sécurité et une capacité paramétrables pour de nombreux environnements de soins de santé.*

NexsysADC est un système simple et sûr pour la pleine automatisation du stockage de médicaments contrôlés et coûteux. L'armoire principale NexsysADC offre une impressionnante capacité de 400 UGS, mais pour une fraction du prix des autres armoires de distribution automatisées. Votre pharmacie peut ainsi rapidement rentabiliser son investissement sans compromettre la sûreté, la sécurité et la souplesse opérationnelle. Pour leur part, les établissements ont toujours la première dose ou la dose STAT appropriée à portée de main au moment opportun.



La fonction intuitive de prélèvement par signal lumineux (pick-to-light) assure simplicité et précision pendant l'administration de médicaments, particulièrement les narcotiques.



L'armoire NexsysADC est offerte en modèles 4T et à armoire principale. Elle vous offre la sécurité en matière de médicaments dans une taille qui répond à vos besoins de stockage.



NexsysADC répond aux normes les plus strictes en matière de cybersécurité et de conformité à l'HIPAA (certifié ISO 27001:2013)

www.CapsaHealthcare.com | 800 437-6633

Le module d'accès contrôlé (CAM) NexsysADC

La technologie CAM paramétrable donne des instructions illuminées vers le tiroir ou le compartiment de médicament approprié, qui est protégé par un couvercle verrouillable transparent qui facilite la reconnaissance de l'article et montre les stocks disponibles.



Les modules CAM transférables simplifient l'inventaire, le réapprovisionnement, la distribution de médicaments à la pharmacie et depuis la pharmacie.



Conception d'armoire sur mesure en fonction des besoins uniques de chaque établissement :
1) CAM pour les contrôles; 2) bacs à structure ouverte divisible; 3) tiroirs d'approvisionnement en vrac.




Caractéristiques supplémentaires



Interface logicielle de système d'information pharmaceutique Pulse^{MC}



Sécurité avancée avec carte de proximité et authentification biométrique



Convient à presque tous les médicaments et types d'emballage



Plusieurs options pour la recharge de médicaments, toutes contrôlées par la pharmacie

Configurations évolutives et modulables

Grâce à la plateforme entièrement configurable, le NexsysADC propose une sécurité et une capacité de stockage uniques pour un large éventail d'applications et de milieux de soins de santé. Communiquez avec Capsa Healthcare pour faire connaître vos besoins précis. Nous avons la certitude de pouvoir créer la configuration qui répond à vos besoins.

Souplesse de l'armoire principale



Illustré : 4 CAM, bacs de médicament, tiroir d'approvisionnement, support d'armoire fixe

Illustré : 2 CAM, bacs de médicament, tiroir d'approvisionnement, roulettes

Dimensions de l'armoire principale : 63,5 cm (L) 51,8 cm (P) 109,2 cm (H) avec écran tactile de 55,9 cm Hauteur maximale du haut de l'écran de 170,2 cm. Poids approximatif de 66 kg (145 lb) (vide)