

Tecnología de dispensación práctica automatizada


CAPSAHEALTHCARE

Gabinete principal NexsysADC™

patente pendiente

 **NexsysADC™**
by Capsa Healthcare



***NexsysADC** es donde se combinan administración automatizada de dosis de emergencia y STAT con diseño ingenioso y sentido común que brindan seguridad y almacenamiento configurables para toda una variedad de entornos de atención médica.*

NexsysADC es el sistema más sencillo y seguro para automatizar completamente el almacenamiento de controles y medicamentos de alto valor. El gabinete principal NexsysADC tiene una impresionante capacidad de hasta 400 SKU, pero a una fracción del precio de otros gabinetes de dispensación automatizada. Esto proporciona a su farmacia un retorno sobre la inversión más rápido sin comprometer la seguridad, la protección o la flexibilidad operativa. Y las instalaciones se benefician del hecho de tener la primera dosis/dosis STAT correcta a mano precisamente cuando se necesita.



◀ Funcionalidad de recogida con señal luminosa (pick-to-light) intuitiva que garantiza simplicidad y exactitud durante la administración de medicamentos, especialmente de narcóticos



NexsysADC está disponible en modelos de gabinete 4T y principal. Proporciona la seguridad sobre los medicamentos que usted necesita en un tamaño que satisface sus requisitos de almacenamiento.



NexsysADC satisface los más altos estándares de seguridad cibernética y la conformidad con la HIPAA (con la certificación ISO 27001:2013)

www.CapsaHealthcare.com | 800.437.6633

El módulo de acceso controlado (CAM) del NexsysADC

Tecnología CAM configurable que indica mediante iluminación el cajón y el compartimento de medicamentos correctos, cada uno protegido con una tapa de bloqueo transparente para simplificar la identificación del artículo y mostrar el inventario disponible.



Insertos CAM transferibles que simplifican los conteos de inventario, la reposición y el flujo de trabajo para la distribución de medicamentos hacia y desde la farmacia.



Diseño de gabinete escalable para las necesidades únicas de cada instalación: 1) CAM para controles; 2) Contenedores divisibles de matriz abierta para medicamentos de rutina; 3) Cajones para suministros a granel.



Configuraciones adaptables y escalables

NexsysADC proporciona una plataforma totalmente configurable para permitir seguridad y capacidad de almacenamiento únicas para toda una gama de aplicaciones y entornos del cuidado de la salud. Consulte con Capsa Healthcare respecto a sus necesidades específicas. Confiamos en que podemos diseñar la configuración que usted requiere.

Flexibilidad del gabinete principal



Se muestra: 4 CAM, contenedores de medicamentos, cajón de suministros médicos, gabinete fijo vertical

Se muestra: 2 CAM, contenedores de medicamentos, cajón de suministros médicos, gabinete con ruedas

Tamaño del gabinete principal 25" (An) x 20.4" (Pr) x 43" (Al) con monitor con pantalla táctil de 22". Altura en la parte superior del monitor 67", máxima. Peso aproximado 145 libras vacío.


Las características adicionales incluyen



Interfaz con el software para sistema de información de farmacias Pulse™



Seguridad avanzada, incluso tarjeta de proximidad y autenticación biométrica



Acepta prácticamente todos los tipos de embalajes de medicinas y suministros médicos.



Varias opciones para rellenar medicamentos, todas controladas por la farmacia